


AUTOCLAVES SUR PIEDS

portes coulissantes verticales

Les chambres sont construites sur la base de trois sections standards.

Toute autre dimension spécifique peut être proposée sur demande.



Modèles	4307 S/D*	4707 S/D*	4710 S/D*	4713 S/D*	6710 S/D*	6713 S/D*	6719 S/D*
DIMENSIONS DE LA CHAMBRE							
LARGEUR (MM)	420	420	420	420	660	660	660
HAUTEUR (MM)	350	700	700	700	700	700	700
LONGUEUR (MM)	620	620	1000	1300	1000	1300	1900
VOLUME TOTAL	92 litres	180 litres	287 litres	373 litres	455 litres	590 litres	870 litres
GENERATEUR VAPEUR							
CAPACITE	24 litres	24 litres	24 litres	24 litres	24 litres	54 litres	67 litres
PUISSANCE	18 kW	18 kW	30 kW	30 kW	36 kW	36 kW	54 kW
POMPE A VIDE							
DEBIT NOMINAL	55 m3/h	55 m3/h	55 m3/h	75 m3/h	75 m3/h	75 m3/h	106 m3/h
PUISSANCE	1,5 kW	1,5 kW	1,5 kW	2,2 kW	2,2 kW	2,2 kW	3,5 kW
POIDS DE L'AUTOCLAVE							
A VIDE	600 kg	700 kg	850 kg	950 kg	1150 kg	1400 kg	1650 kg
AVEC EAU	690 kg	880 kg	1137 kg	1323 kg	1605 kg	1990 kg	2520 kg
PUISSANCE TOTALE							
-	17 kW	22 kW	35 kW	35 kW	40 kW	40 kW	62 kW



Techniques bio médicales

Z.A. du Paradis, 2 av. Elie Baylac
 95660 Champagne-sur-Oise - France
 Tel. : +33 (0) 1 34 70 03 97 - Fax : +33 (0) 1 34 70 10 26
 Internet : www.sterichem.com - E-mail : sales@sterichem.com

